


Инструкция ARSTEK 1284



1. Камера цифровая для передачи изображения на монитор HDMI.
2. Фокусировочный механизм.
3. Штатив типа T-Туре с плоским основанием с вертикальной и горизонтальной штангами, с механизмом наклона микроскопа.
4. Блок гибкого самоподдерживающегося лучевого осветителя с удобным расположением включения/выключения и регулировки яркости.
5. Широкоформатный предметный столик. Рекомендуется использовать резиновый коврик для защиты от царапин (опционально).
6. Гибкий самоподдерживающийся лучевой осветитель.
7. Ручка фокусировки. Продублирована слева и справа.
8. Осветитель кольцевой на 144 светодиода. Яркий осветитель с удобным расположением включения и выключения и регулировки яркости под рукой прямо на корпусе осветителя.
9. Цифровой микроскоп с увеличением от 2,5x до 168x на экране 10"
10. Кольцо плавной смены увеличения ZOOM
11. Экран 10" опционально.